

ウイルスのまん延、クラスターの発生の水際対策に！

体表面温度監視システム

チノの赤外線技術と熱画像（サーモグラフィー）カメラで発熱の疑いのある人を効率よくスクリーニング

3つのタイプからTPOに合わせて選定下さい

個人別に測定

複数人を同時に測定

設置形

1人1人をすばやく3秒で！
簡易型汎用タイプ

ユニット形体表面温度チェッカ

TP-U0260ES 温度自動補正機能付



取付 ・ 設置台

出力 ・ 本体上部ランプ点灯
・ PC+ソフト

機能 ・ スクリーニング
・ 設置スタンド付き

携帯形

軽量！持ち運びに便利
タッチパネル操作のハンディタイプ

高機能形熱画像カメラ

CPA-T530



携帯用小形熱画像カメラ

CPA-E76

取付 ・ ハンディ
・ 三脚

出力 ・ 本液体晶
・ PC+ソフト
・ モニター

機能 ・ アイソサーモ
・ スクリーニング

固定形

60Hzの高速画像処理で歩行者にも高速追従
高い繰り返し温度再現性と耐環境性を生かす！
ゲートの開閉や警報ユニットなどに連動可能なタイプ



サーモビュー
体表面温度発熱監視装置 Thermoview

CPA-L25TV

※便利な基本セットもご用意しています
(電源・警報出力・通信ケーブル、外部モニタ、警報ユニット、三脚)

取付 ・ 天井取付・三脚

出力 ・ モニター ・ PC
・ タブレット、スマートフォン

機能 ・ アイソサーモ
・ 60Hz高速測定

連動 ・ セキュリティーゲート
・ 警報ランプなどのユニット

社員用入口で...

学校の昇降口で...

会社受付で...



室内等の体表面温度が安定した場所で

- ・ 感染防止の啓蒙活動
- ・ 社員用、学校などの入り口
- ・ 会社、スポーツジム、介護施設等の受付

不特定多数の人が集まる場所に

- ・ 役所、図書館などの公共機関
- ・ 病院などの医療機関
- ・ 映画館、劇場、ライブハウスなど
- ・ 美術館、博物館、動物園、水族館など
- ・ イベント、講演会、セミナー会場など
- ・ スポーツ、レジャー施設など



OK

NG



警備室

さらなるアクションを連動したいケースに

・ セキュリティーゲートの開閉と連動させたい(テーマパーク、アミューズメントパーク、野球場、オフィスビルなど)

- ・ 警報ランプなどの信号を出力したい
- ・ 警備室などの遠隔から監視したい

CHINO

株式会社チノ

コールセンター お客様相談室

☎ 0120-41-2070

お問い合わせフォーム <https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi>

※この資料の掲載内容は2020年4月現在のものです。